

Lifting senza chirurgia per
Radiofrequenza + fotostimolazione

REVICELL *PRO*

Presenta la **soluzione anti-tetà definitiva** senza chirurgia, grazie alla applicazione della **radiofrequenza bipolare multifrequenza** applicata in sinergia con la **foto-stimolazione**.

Con la esclusiva tecnologia

3DLAYER[®] RF

Non invasivo / Sicuro




TECNOLOGIA

3DLAYER® RF


FREQUENZA DI EMISSIONE VARIABILE

La variazione della frequenza di emissione ci permette di controllare uno dei fattori che determinano la profondità, essendo la frequenza inversamente proporzionale alla profondità di lavoro.


Il dispositivo **Revicell Pro** utilizza range di frequenza specifici per raggiungere un risultato ottimo in qualsiasi trattamento.



Tecnol. **3DLAYER®** RF
REVICELL *PRO*



Monopolare



Bipolare/ Multipolare

Altre tecnologie



COMBINAZIONE CON **FOTO-STIMOLAZIONE**

Converte l'energia luminosa in reazioni **chimiche e fisiche** che raggiungono nell'organismo differenti effetti a livello molecolare e cellulare, **potenziando l'effetto degli attivi introdotti**, e anche l'eliminazione di batteri specifici.



590 nm. Giallo (viso/ corpo).

420 nm. Blu. Propionibacterium Acnes.

633 nm. Rosso. Capillare.

TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

QUALITÀ



VISO



CAPILLARE



CORPO

Utilizza le ultime ricerche in ingegneria dei materiali come: unità centrale in Costruita in duralluminio, cablaggi provenienti dalla la robotica, elettrodi di acciaio chirurgico, connettori medici, etc.

TIPI DI TRATTAMENTI

INDICAZIONI

Viso

Rassodante (effetto lifting).

Antirughe.

Acne e trat. cicatrici.

Corpo

Rassodante (lift. corporal)

Cellulite

Adipe localizzata

Cicatrici

smagliature

Acne

Capillare

Caduta del capello,

Trat. alterazioni c. capelluto



CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

SPECIFICHE

Radiofrequenza tipo: Bipolare.

Frequenza emissione viso: 1,0-2,0 MHz.

Frequenza emissione corpo: 0,8-1 ,2 MHz

Frequenza emissione capillare: 1,8-2.5 MHz.

Fotostimolazione uso general: 590nm

Fotostimolazione acne: 420nm.

Controllo: Emissione mediante pedale.

Potenza max: 200 W.

+Garanzia 2 anni

